



Boostin[®]

NÚMERO DE REGISTRO Q-2083-228
Somatotropina Bovina Recombinante
Fórmula de Liberación Sostenida

FÓRMULA:

Cada jeringa de 2 g contiene:	
Somatotropina Bovina recombinante (rBST)	500 mg
Excipiente c.b.p.*	2 g

*(Vitamina E, Lecitina y triglicérido de cadena media)

INDICACIONES:

Boostin[®] está indicado en vacas en lactación para aumentar la producción de leche. El período óptimo de aplicación será a las 9 semanas después del parto dependiendo de la condición corporal de la vaca y se puede extender hasta un mes antes del secado. Este producto deberá administrarse exclusivamente a vacas lecheras sanas.

DOSIS:

Aplicar una jeringa de 2 g (500 mg) cada 14 días.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

El sitio recomendado para la administración de Boostin[®] es por vía subcutánea en la fosa isquiorrectal, alternando el lado de aplicación en cada tratamiento (izquierdo-derecho). Limpie y desinfecte el sitio de aplicación. Aplique de preferencia a temperatura ambiente.

ADVERTENCIAS:

Boostin[®] puede ser aplicado en vacas lecheras saludables y no debe ser usado en vacas enfermas.

En caso de condición corporal pobre la aplicación deberá iniciarse cuando la condición corporal sea buena después de confirmar que la vaca esta preñada.

Boostin[®] no tiene periodo de retiro para la carne o leche de los animales tratados destinados para consumo humano.

Mantener fuera del alcance de los niños y de los animales domésticos.

Administrar únicamente en vacas en lactación

En vacas bajo un régimen alimentario pobre o en casos muy aislados los problemas de reproducción y mastitis podrían incrementarse cuando estos ya se están presentes en el hato.

ALMACENAMIENTO:

Almacenar en refrigeración entre 2 y 8 °C. No congelar.

Evite las altas temperaturas y la luz solar directa.

Boostin[®] deberá alcanzar la temperatura ambiente antes de su administración (15 a 30 °C).

La fecha de caducidad es de tres años a partir de la fecha de fabricación.

**CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO
SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA
PARA USO DEL MÉDICO VETERINARIO**



Elaborado por:
LG CHEM, LTD.
129, Seogam-ro, Iksan-si,
Jeonbuk-do, Corea del Sur.

Importado y distribuido por:
LAPISA, S.A. DE C.V.
Carr. La Piedad - Guadalajara km 5.5,
Col. Camelinas, C.P. 59375,
La Piedad, Michoacán, México.
Tel + 52 (352) 526-13-00
www.lapisa.com
326-SAN-FT-01A

